



**CONTACT
ALIMENTAIRE**

PERFORMANCE DDS

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide coloré selon le parfum	pH : 7	Densité : 1,01 ±0,02
Stockage: Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid		
Parfums disponibles: Ambiance, floral, citron, pamplemousse, délice, épices		

Détergent à haut pouvoir nettoyant et dégraissant pour les surfaces. Nettoyant désinfectant à forte rémanence. Parfum longue durée. Faiblement moussant aux doses préconisées. Ne nécessite aucun rinçage. Désinfectant bactéricide et fongicide selon les normes EN 13697, EN 1276 et EN 1650.

MODE D'EMPLOI:

PERFORMANCE DDS s'utilise en dilution, à partir de 0,5 % (selon l'activité recherchée), dans de l'eau froide ou tiède, sans excéder 40 °C (jusqu'à 5 % pour des sols très sales). Faiblement moussant, il peut être utilisés en machine ou manuellement. Pour une action désinfectante optimum, bactéricide et fongicide, diluer à 1 %, laisser agir pendant 15 min.

DOMAINES D'APPLICATION:

Ce produit peut être utilisé pour l'entretien des murs, des sols, des faïences et du mobilier sanitaire. Son emploi est recommandé pour l'entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc.)

CODE & EMBALLAGE:

- 236 401 - Ambiance - Carton de 6 x 1 L doseur,
- 236 402 - Ambiance - Carton de 2 x 5 L,
- 236 405 - Floral - Carton de 6 x 1 L doseur,
- 236 410 - Citron - Carton de 2 x 5 L,
- 236 415 - Pamplemousse - Carton de 6 x 1 L doseur,
- 236 440 - Délice - Carton de 6 x 1 L doseur,
- 236 441 - Épices - Carton de 6 x 1 L doseur.

PRÉCAUTIONS:

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

LÉGISLATION:

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (floral: N°C227, pamplemousse: N°K227, ambiance: N°A227, délice: N°R227, épices: N°S227): + 33 (0) 3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59.



PERFORMANCE DDS

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT



Norme	Conditions d'essai	Souches	% efficacité
EN 1276, en conditions de saleté Bactéricide	Température : 20 °C Temps de contact : 5 min	Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Listeria monocytogenes Salmonella enterica	0,5 %
EN 13697, en conditions de saleté Bactéricide	Température : 20 °C Temps de contact : 5 min	Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Listeria monocytogenes Salmonella enterica	1 %
EN 13697, en conditions de saleté Bactéricide	Température : 20 °C Temps de contact : 15 min	Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Listeria monocytogenes Salmonella enterica	0,5 %
EN 1650, en conditions de saleté Fongicide	Température : 20 °C Temps de contact : 30 min	Candida albicans	0,5 %
EN 13697, en conditions de saleté Fongicide	Température : 20 °C Temps de contact : 15 min	Candida albicans Aspergillus niger	0,5 %
EN 13697, en conditions de saleté Fongicide	Température : 40 °C Temps de contact : 30 min	Candida albicans Aspergillus niger	0,5 %