



## CODE & EMBALLAGE

212 205 - Carton de 2 x 5 L

212 206 - Bidon de 20 L

## CARACTÉRISTIQUES

**Aspect :** Liquide limpide jaunâtre visqueux

**pH :** 7 ±1

**Densité à 20 °C :** 1,020 g/cm<sup>3</sup> ±0,02

**Parfum :** Citron

# PERFORMANCE DPM

## LIQUIDE PLONGE BACTÉRICIDE

Ce détergent convient parfaitement au lavage et au trempage de la vaisselle. S'utilise pour le nettoyage avec désinfection. Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant en fait un produit de choix là où un lavage et une désinfection s'imposent.

Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % (5 min, 40°C), fongicide et levuricide selon la norme EN 1650 à 1,5 % (15 min, 40 °C), en condition de saleté. Efficacité bactéricide 1 % contre *Salmonella enterica* et *Listeria monocytogenes* (5 min, 20°C) en condition de saleté.

## MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans une eau à 35 °C à 40 °C à raison de 100 mL pour 10 litres. Pour une bonne désinfection, laisser tremper dans l'eau 5 à 15 minutes, puis rincer à l'eau claire.

## PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

## LÉGISLATION

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation. Pour réduire l'impact environnemental, réduire les doses recommandées d'utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet [www.performance-hygiene.fr](http://www.performance-hygiene.fr).

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0407) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

## PERFORMANCE DPM

DÉSINFECTANT  
PLONGE MANUELLE  
PARFUM CITRON

### NORMES DE DÉSINFECTION

NORMES	SOUCHES	CONDITIONS		TEMPS DE CONTACT
		Propreté	Saleté	
<b>Bactéricide EN 1276</b>	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae		1 %	5 min (20°C)
<b>Levuricide EN 1650</b>	Candida albicans		1,5 %	15 min (40°C)
<b>Fongicide EN 1650</b>	Aspergillus Brasiliensis		1,5 %	15 min (40°C)