

# CITRUS 3D+

## DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ - SANITAIRES



**+** BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, VIRUCIDE, ACTIF SUR NOROVIRUS, ROTAVIRUS, AINSI QUE TOUS VIRUS ENVELOPPÉS, CORONAVIRUS, GRIPPE...



ECODÉTERGENT

### ENVIRONNEMENT

- 97,8% d'ingrédients d'origine naturelle
- Formule biodégradable à plus de 98% en 14 jours (détail au verso)
- Agents de surface et principe actif désinfectant d'origine végétale
- Sans ammonium quaternaire, ni chlore, ni formaldéhyde, sans acides minéraux, sans colorant ni parfum de synthèse
- Sans incidence sur les fosses septiques
- Emballage 100% recyclable

### ECONOMIE

- 1 flacon doseur 1L rechargeable = 50 flacons sprays 500ml PAE
- 1 bidon de 5L = 250 seaux de 5L



## PROPRIÉTÉS

**Nettoyant**, fortement concentré en agents de surfaces, il élimine les souillures organiques.

**Détartrant**, dissout le tartre et les résidus alcalins, préserve la brillance de l'inox et des surfaces.

**Désinfectant**, possède des actions bactéricide, levuricide et virucide.

## UTILISATIONS

Nettoie, détartre et désinfecte les surfaces, points de contacts, matériels, sols, ... Compatible avec les surfaces lavables, résistantes aux nettoyants légèrement acides, inox, verre, ...

Contribue aux mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie de Covid-19, efficacité prouvée sur une souche de coronavirus.

Réduit les risques de contaminations, notamment pour la petite enfance et les EHPAD, efficacité virucide prouvée sur deux souches de gastro-entérite.

Préconisé en protocoles de nettoyage et de désinfection pour maîtriser l'hygiène des vestiaires, sanitaires...

**Polyvalent**, assure l'hygiène des surfaces et la salubrité des locaux dans de nombreux domaines en lavage manuel ou mécanisé.

**En collectivité** : sanitaires, vestiaires, douches des écoles, crèches, EHPAD, locaux administratifs, locaux sportifs, piscines...

**Autres secteurs d'activités** : hôtellerie, industrie, locaux sociaux, tertiaire, sanitaires, vestiaires, douches...

## DÉSINFECTION

Efficacité de nettoyage et désinfection prouvée en conditions de saleté.

Normes	Concentrations et températures de dilutions	Temps de contact	Souches
<b>Bactéricide</b>			
EN 13697	3% - 20°C	15mn	Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae
EN 13697	2% - 40°C	15mn	
EN 1276	2% - 20°C	5mn	
<b>Levuricide</b>			
EN 13697	2% - 40°C	15mn	Candida albicans
EN 1650	2% - 40°C	15mn	
<b>Virucide</b>			
EN 14476+A1	2% - 20°C	5mn	Rotavirus
EN 14476+A2	3% - 20°C	15mn	Norovirus
EN 14476+A2	1% - 20°C	5mn	Coronavirus
EN 14476+A2	1% - 20°C	5mn	Vaccin modifié Ankara*

Tests réalisés sur la formule de base CITRUS 5.1 (concentré non coloré sans parfum).

\*L'efficacité de ce test permet la déclaration «activité virucide contre tous les virus enveloppés» couvre tous les virus enveloppés comme HBV, HCV, HDV (Hépatites B, C, D), HIV (Immunodéficience Humaine), HTLV-1 (Leucémies, Lymphomes), Rabies (Rage), Rubella (Rubéole) ainsi que des virus d'autres familles ou genres tels que Coronaviridae (MERS-CoV, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2), Filoviridae (Ebola), Flaviviridae (Dengue, Fièvre jaune, Zika), Herpesviridae (Herpès, Varicelle, Zona), Orthomyxoviridae (Grippe), Paramyxoviridae (Oreillons, Rougeole) et Poxviridae (Molluscum contagiosum, Vaccin, Variole)...

[www.prosens.pro](http://www.prosens.pro) - [contact@prosens.pro](mailto:contact@prosens.pro) +33 (0)5 49 74 63 20

La marque de produits d'entretien professionnels du Laboratoire Science et Nature  
Recherche, développement et fabrication - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS - France

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 € - RCS Niort 79, N°CE FR 14343015798

## MODE D'EMPLOI



### SUR LES SURFACES ET LES MATÉRIELS :



- Ranger les surfaces.
- Appliquer avec flacon spray, lavette, microfibre, brosse, pistolet moussueur, mouilleur, ...
- Brosser (si nécessaire).
- Laisser agir 5 à 15mn (selon efficacité désinfectante souhaitée).
- Rincer et essuyer si besoin ou laisser sécher.

Dilution pour 0,5L d'eau : Une dose de flacon doseur 1L, ou une dose de la pompe 20ml du bidon de 5L.



### SUR LES SOLS :



- Appliquer en lavage à plat, franges, mops, pré-impregnation, frottoir, ...
- Brosser (si nécessaire).
- Laisser sécher.

En cas de rinçage, laisser agir 5 à 15mn (selon efficacité désinfectante souhaitée).

### Dilution pour l'entretien :

En lavage à plat, pour 5L d'eau tiède : une dose du flacon doseur 1L, ou une dose de la pompe 20ml du bidon 5L.

En pré-impregnation, pour 0,5L d'eau tiède : une dose de la pompe 2ml du bidon 5L.

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses d'utilisation recommandées. Nettoyer puis rincer préalablement les surfaces très souillées.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de surfaces sensibles, réaliser un test de compatibilité.

Ne pas utiliser sur marbre, ciment ou pierres calcaires.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. L'application peut être renouvelée immédiatement, dès que nécessaire.

Le port d'Équipement de Protection Individuelle est recommandé.

Informations complémentaires sur les étiquettes et la FDS. FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Stocker dans son emballage d'origine à une température conseillée entre 5 et 40°C.

Réservé à un usage professionnel.

## CARACTÉRISTIQUES

**Aspect :** Liquide fluide jaune.

**Parfum :** Aromatique et floral

**pH :** 2,6 ±0,5

**Densité :** 1,14 ±0,02

**Solubilité :** Totale dans l'eau.

### **Biodégradation de la formule complète :**

Taux de biodégradation intrinsèque de plus de 98% en 14 jours (ligne directrice OCDE 302B)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Test réalisé sur la formule de base CITRUS 5.1 (concentré non coloré sans parfum).

## COMPOSITION

### Selon règlement détergent (648/2004CE)

15-30% désinfectant. 5-15% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques. <5% parfum.

### Selon référentiel ECODETERGENT

Contient aussi : correcteurs d'acidité, eau, agents séquestrants, bases, colorant.

- 97,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

- Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

- Les agents de surface sont d'origine végétale.

### **Informations relatives aux biocides :**

Lactic Acid N°CAS 79-33-4 à 28,8%(m/m), usages TP2 et TP4. SL

## LÉGISLATION

### **Surfaces alimentaires - Arrêté du 19/12/13 modifiant celui du 8/9/99 :**

Composants autorisés pour le nettoyage des surfaces destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

**Biodégradabilité - (CE) n°648/2004 (Détergents) :** Les agents de surface contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité.

**Biocide - 528/2012CE :** Conforme au règlement. Enregistré au n° d'inventaire Simmbad 59037.

### **Classification, étiquetage et emballage - (CE) n°1272/2008(CLP) :**

La FDS et l'étiquetage sont conformes.

**REACH - (CE) n°1907/2006 :** Conforme, ne contient pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC), dont CMR, perturbateur endocrinien (cf. <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>).

**Transport de matières dangereuses - ADR 2019 :** Exempté du classement et de l'étiquetage transport.

## CONDITIONNEMENTS


**017110 :** C/6 flacons doseurs 1L – palette de 84 

**010360 :** bidon 5L -  x2 - palette de 64 





### **ACCESSOIRES CONSEILLÉS**

**016375 :** Flacon spray 500ml\* -  x6

**026298 :** Pompe doseuse 2ml / 5L -  x24

**026300 :** Pompe doseuse 20ml / 5L -  x24

**026295 :** Bouchon robinet / 5L -  x24

 : Unité de vente conseillée.

\*Flacon vide sérigraphié avec buse mousse.

[www.prosens.pro](http://www.prosens.pro) - [contact@prosens.pro](mailto:contact@prosens.pro) +33 (0)5 49 74 63 20

La marque de produits d'entretien professionnels du Laboratoire Science et Nature  
 Recherche, développement et fabrication - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS – France

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 € - RCS Niort 79, N°CE FR 14343015798